



必須戴上安全眼鏡

安全措施

避免皮膚沾上化學品。

儀器和物料

1 M CuSO₄(aq)、1 M FeSO₄(aq)、1 M Fe(NO₃)₃(aq)



飽和 KNO₃(aq)、分別固定在兩個膠塞中作電極的鎳鉻線和銅線、孔井穴板、塑膠移液管、小濾紙條、小燒杯、微型刮勺、數字萬用電表、導線連鱸魚夾。

實驗步驟

- 用一乾淨的塑膠移液管，把 50 滴 1 M CuSO₄(aq)轉移到中央的井穴內（見圖 1）。
- 分別用兩支塑膠移液管把 40 滴 1 M FeSO₄(aq)和 10 滴 1M Fe(NO₃)₃(aq)轉移到右邊的井穴內（井穴 1）。




圖 1 : Fe²⁺(aq)/Fe³⁺(aq)半電池的位置

- 用飽和的 KNO₃(aq)濕潤一小濾紙條，然後把濾紙條的一端插入中央的井穴內，另一端則插入右邊的井穴內。
- 用附有銅線圈的膠塞蓋住中央的井穴，又用附有鎳鉻線圈的膠塞蓋住右邊的井穴。
- 以銅線為負極，鎳鉻線為正極，用數字萬用電表測量這電池的電動勢（見圖 2）。
- 依照下表所列的分量再建立多四個 Fe²⁺(aq)/Fe³⁺(aq)半電池：

Fe ²⁺ (aq)/Fe ³⁺ (aq)半電池	溶液滴數	
	1 M Fe ³⁺ (aq)	1 M Fe ²⁺ (aq)
1	10	40
2	20	30
3	25	25
4	30	20
5	40	10

- 分別以這四個半電池重複步驟 3 至 5。




圖 2：測量電池的電動勢

實驗結果

完成下表：

$[\text{Fe}^{3+}(\text{aq})] : [\text{Fe}^{2+}(\text{aq})]$	e.m.f./V	$\log \frac{[\text{Fe}^{3+}(\text{aq})]}{[\text{Fe}^{2+}(\text{aq})]}$
10 : 40		
20 : 30		
25 : 25		
30 : 20		
40 : 10		

數據處理

開啟試算表程式並輸入上表數據。選取 e.m.f. 和 $\log \frac{[\text{Fe}^{3+}(\text{aq})]}{[\text{Fe}^{2+}(\text{aq})]}$ 欄的數據，然後執行「圖

表精靈」工具，再選取其中的「X-Y 散佈圖」選項，加插圖表標題及坐標軸名稱後，便可以得到有關圖線。利用「加上趨勢線」工具找出直線的斜率。

思考題

- 用以預測化學電池電極極性的準則是甚麼？
- 定性描述陰極周圍電解質濃度下降時對電池電動勢的影響。解釋它與根據能斯脫方程式所預測的結果是否相符，並以實驗中得到的結果加以說明。
- 已知 $\text{Cu}(\text{s})/\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ 參考半電池的 E^θ 值是 +0.34V，試從所得的圖線推斷 $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})/\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ 半電池的 E^θ 值，並將此實驗數值與文獻所載的作比較，評論兩者之間可能出現的差異。